



ZYMO RESEARCH

The Beauty of Science is to Make Things Simple

## Инструкция по применению

### Набор реагентов для выделения РНК из биологических образцов Quick-RNA™ Miniprep Kit

#### Каталожный номер:

**R1054** – 50 реакций

**R1055** – 200 реакций

#### Производитель:

Займо Рисеч Корпорейшн (Zymo Research Corp.)

17062 Мёрфи авеню, Ирвин, Калифорния, 92614 США.

Тел.: 949-679-1190, факс: 949-266-9452

**Назначение:** набор реагентов для выделения РНК из различных биологических образцов с помощью центрифужных мини-колонок. Выделенная РНК без примесей ДНК подходит для различных методик молекулярной биологии: секвенирования, в том числе нового поколения NGS, обратной транскрипции и ПЦР, гибридизации и др.

#### Состав набора:

##### Quick-RNA™ Miniprep Kit

	R1050 50 реакций	R1051 200 реакций	Температура хранения
<b>RNA Lysis Buffer</b> Буфер для лизирования клеток	50 мл	2 x 100 мл	Комнатная
<b>RNA Prep Buffer</b> Буфер для пробоподготовки РНК	25 мл	100 мл	Комнатная
<b>RNA Wash Buffer (concentrate)<sup>1</sup></b> Буфер для промывания РНК, концентрат	24 мл	2 x 48 мл	Комнатная
<b>DNase/RNase-Free Water</b> Вода без РНКаз, ДНКаз	6 мл	30 мл	Комнатная
<b>DNase I (lyophilized)<sup>2</sup></b> Фермент ДНКазы I, лиофилизированная	1	4	-20С после разведения
<b>DNA Digestion Buffer</b> Буфер для расщепления ДНК	4 мл	16 мл	Комнатная
<b>Spin-Away Filters</b> Центрифужные фильтры для очистки образца	50 шт	200 шт	Комнатная
<b>Zymo-Spin™ ПЦГ Columns</b> Микроколоники для центрифугирования	50 шт	200 шт	Комнатная
<b>Collection Tubes</b> Собирающие пробирки	100 шт	400 шт	Комнатная
<b>Instruction Manual</b> Инструкция	1	1	-

<sup>1</sup>Добавить 96 мл 100% этанола (104 мл 95% этанола) к 24 мл буфера для промывания (RNA Wash Buffer concentrate) или 192 мл 100% этанола (208 мл 95% этанола) к 48 мл буфера для промывания (RNA Wash Buffer concentrate)

<sup>2</sup>Перед использованием развести лиофилизированную ДНКазу I (DNase I) по инструкции на упаковке. Храните аликвоты замороженными при -20°C.

#### Спецификация:

**Тип образцов:** образцы клеток и тканей, дрожжи, растения или бактерии. Совместимость со стабилизирующим раствором DNA/RNA Shield и RNAlater.

**Хранение образцов:** Образцы, гомогенизированные в лизирующем буфере RNA Lysis Buffer стабильны и могут храниться замороженными для последующего выделения РНК.

**Исходный объем образца:** до  $10^7$  клеток и 50 мг тканей

**Емкость связывания:** до 100 мкг РНК можно элюировать в объеме от 50 мкл воды без РНКаз

**Объем элюции:** от 50 мкл

**Чистота:** высокоочищенная РНК (A260/A280 >1.8, A260/A230 >1.8), готовая для проведения секвенирования, ОТ-ПЦР, гибридизации и т.п.

**Хранение РНК:** элюированную РНК необходимо заморозить, можно добавить ингибиторы РНКаз для длительного хранения.

**Необходимое оборудование:** микроцентрифуга

**Вся работа должна проводиться в чистом помещении на поверхностях обработанных ингибиторами РНКаз.**

### Описание набора

Набор для выделения РНК **Quick-RNA™ Miniprep Kit** это инновационный продукт, разработанный для простого, надежного и быстрого выделения РНК без примесей ДНК из разнообразных клеток (*до  $10^7$* ) и образцов тканей (*до 50 мг*). Процедура совмещает уникальную буферную систему с технологией микроцентрифужных колонок **Clean-Spin™**, что позволяет получить концентрированную тотальную РНК (включая малые РНК размером от 17 до 200 нуклеотидов) всего за 10 минут.

Процедура проста. Добавьте лизирующий буфер **RNA Lysis Buffer** к образцу, а затем проведите очистку на микроцентрифужных колонках **Zymo-Spin Columns**. В результате вы получите высококонцентрированную РНК *без примесей ДНК*, которая подходит для методик ОТ-ПЦР, гибридизации, секвенирования и т.п. Кроме того, набор можно использовать для обогащения малых и больших РНК, выделяя их в разные фракции.

### Подготовка реагентов

- ✓ Добавить 96 мл 100% этанола (104 мл 95% этанола) к 24 мл буфера для промывания (**RNA Wash Buffer concentrate, R1054**) или 192 мл 100% этанола (208 мл 95% этанола) к 48 мл буфера для промывания (**RNA Wash Buffer concentrate, R1055**)
- ✓ Перед использованием развести лиофилизированную ДНКазу I (**DNase I**) по инструкции на пробирке. Хранить аликвоты замороженными при  $-20^{\circ}\text{C}$ .

### Протоколы

*Выделение РНК состоит из трех этапов: (I) Лизис и гомогенизация образца, (II) Просветление образца и удаление геномной ДНК и (III) выделение РНК.*

Все этапы выполняются при комнатной температуре ( $20-30^{\circ}\text{C}$ )

#### **I. Лизис и гомогенизация образца**

Рекомендуемые объемы буфера для лизиса RNA Lysis Buffer

<b>RNA Lysis Buffer</b>	<b>300 мкл</b>	<b>600 мкл</b>
Клетки	До $5 \times 10^6$	$>5 \times 10^6$
Ткани	<20 мг	$\leq 50$ мг

#### **Адгезивные клетки**

Лизис клеток следует проводить непосредственно в посуде для культивирования, удалив питательную среду, внести буфер для лизиса **RNA Lysis Buffer** непосредственно в клеточный монослой.

#### **Клетки в суспензии**

Осадить клетки ( $\leq 500 \times g$ ), удалить супернатант полностью и затем ресуспендировать осадок клеток в буфере для лизиса **RNA Lysis Buffer**. Краткосрочно встряхнуть на вортексе.

### **Ткани и трудно лизируемые образцы**

Свежие или замороженные образцы тканей (животных, растений, насекомых, дрожжи или бактерии) можно механически гомогенизировать непосредственно в лизирующем буфере **RNA Lysis Buffer**.

В качестве альтернативы, для трудно лизируемых образцов можно использовать обработку Протеиназой К.

### **Жидкости/Очистка реакции**

РНК, обработанную ДНКазой, РНК после реакций мечения и транскрипции можно сразу залить 4-мя объемами буфера для лизиса **RNA Lysis Buffer** на один объем образца (4:1) и хорошо перемешать.

### **Образцы в растворе DNA/RNA Shield**

Довести образцы, находящиеся в растворе DNA/RNA Shield до комнатной температуры (20-30°C). Затем добавить 1 объем буфера для лизиса **RNA Lysis Buffer** (1:1), перемешать и начать процедуру Выделения РНК.

Образцы в растворе DNA/RNA Shield можно обработать Протеиназой К (см. стр. 5).

### **Образцы в растворе RNAlater.**

Для обработки образцов клеток и жидкостей в реагенте RNAlater (без удаления реагента): Добавить 1 объем воды без РНКаз или ФСБ (фосфатно-солевой буфер) к образцу в соотношении 1:1. Затем добавить 4 объема буфера для лизиса **RNA Lysis Buffer** (4:1) и перемешать.

В качестве альтернативы можно удалить реагент RNAlater и приступить к этапу Лизис и гомогенизация образца в зависимости от типа образца.

## **II. Просветление образца и удаление геномной ДНК**

Следующий протокол рекомендован для клеток и тканей (животных/растительных), его можно пропустить в случае бесклеточных образцов и образцов с малым количеством материала ( $\leq 10^5$  клеток).

1. Просветлить лизат центрифугированием при  $\geq 10,000 \times g$  в течение 1 минуты.
2. Перенести супернатант в желтый фильтр для очистки образца **Spin-Away Filter**, помещенный предварительно в собирающую пробирку **Collection Tube**, центрифугировать при  $\geq 10,000 \times g$  в течение 1 минуты для удаления большей части геномной ДНК.

## **Сохранить слив для выделения РНК!**

### **III. Выделение РНК**

Все этапы выполняются при комнатной температуре и центрифугировании при 10.000 – 16.000  $\times g$ .

1. Добавить 1 объем этанола (95-100%) к образцу в лизирующем буфере **RNA Lysis Buffer** (1:1). Хорошо перемешать.
2. Перенести смесь в зеленую микроцентрифужную колонку **Zymo-Spin II CG Column**, предварительно помещенную в собирающую пробирку **Collection Tube** и центрифугировать 30 секунд. Удалить слив.

Для образцов объемом более 700 мкл необходимо повторить процедуру нанесения образца на колонку и центрифугирования

### 3. Обработка ДНКазой I в колонке (Не обязательно)

Этот этап можно использовать для удаления остатков ДНК. Перед работой развести ДНКазу I как указано на упаковке.

- а. Предварительно промыть колонку 400 мкл лизирующим буфером **RNA Lysis Buffer**. Центрифугировать 30 секунд. Удалить слив.
- б. На каждый образец для обработки приготовить реакционную смесь с ДНКазой I в чистой пробирке без РНКаз (не входят в набор):

ДНКазы I	5 мкл
Буфер для расщепления ДНК	75 мкл

- в. Добавить 80 мкл реакционной смеси с ДНКазой I непосредственно на матрикс колонки. Инкубировать при комнатной температуре (20-30°C) в течение 15 минут. Затем центрифугировать в течение 30 секунд.
4. Добавить 400 мкл буфера для пробоподготовки **RNA Prep Buffer** в колонку и центрифугировать 30 секунд. Удалить слив.
5. Добавить 700 мкл буфера для промывания **RNA Wash Buffer** и центрифугировать колонку в течение 30 секунд. Удалить слив.
6. Добавить 400 мкл буфера для промывания **RNA Wash Buffer** и центрифугировать 2 минуты, чтобы полностью удалить остатки промывающего буфера. Перенести колонку в чистую пробирку без нуклеаз (не входит в набор).
7. Добавить 100 мкл ультрачистой воды **DNase/RNase-Free Water** непосредственно на матрикс колонки и центрифугировать 30 секунд.

*Для получения более концентрированной РНК можно использовать  $\geq 50$  мкл для элюции.*

Полученную РНК необходимо сразу заморозить при -70°C

### **Выделение малых и больших РНК в отдельные фракции**

Эта процедура совместима только с образцами животных клеток (до 10<sup>6</sup>) или предварительно выделенной РНК

Все этапы выполняются при комнатной температуре и центрифугировании при 10.000 – 16.000 x g.

1. Смешать равные объемы лизирующего буфера **RNA Lysis Buffer** и этанола (95-100%).  
Например: смешать 50 мкл буфера и 50 мкл этанола
2. Добавить 2 объема смеси буфер/этанол к образцу РНК (минимальный объем которого не менее 50 мкл) или 300 мкл буфер/этанол к осадку клеток и перемешать.  
Например: смешать 100 мкл буфер/этанол и 50 мкл образца.
3. Перенести смесь в микроцентрифужную колонку **Zymo-Spin Column** и центрифугировать 30 секунд. **Сохранить слив!**
- 4.

**Колонка: РНК > 200 нуклеотидов**

Продолжить шаг 5

**Слив: РНК 17 – 200 нуклеотидов**

Добавить 1 объем этанола и перемешать.  
Пример: добавить 150 мкл этанола к 150 мкл слива.

Перенести смесь в новую колонку и центрифугировать 30 секунд. Удалить слив.

5. Добавить 400 мкл буфера для пробоподготовки **RNA Prep Buffer** в колонку и центрифугировать 30 секунд. Удалить слив.
6. Добавить 700 мкл буфера для промывания **RNA Wash Buffer** и центрифугировать колонку в течение 30 секунд. Удалить слив.
7. Добавить 400 мкл буфера для промывания **RNA Wash Buffer** и центрифугировать 2 минуты, чтобы полностью удалить остатки промывающего буфера. Перенести колонку в чистую пробирку без нуклеаз (не входит в набор).
8. Добавить 100 мкл ультрачистой воды **DNase/RNase-Free Water** непосредственно на матрикс колонки и центрифугировать 30 секунд.

*Для получения более концентрированной РНК можно использовать  $\geq 50$  мкл для элюции.*

Полученную РНК необходимо сразу заморозить при  $-70^{\circ}\text{C}$

### **Обработка Протеиназой К** (не входит в набор)

Пример:	до 5 мг плотной ткани или $10^6$ животных клеток в растворе DNA/RNA Shield	95 мкл
	2X Буфер для расщепления (Кат.# D3050-1-5, D3050-1-20)	95 мкл
	Протеиназа К (Кат.# D3001-2-5, D3001-2-20)	$\geq 6$ Ед

Приготовить реакционную смесь Протеиназы К по описанному примеру выше. Инкубировать  $55^{\circ}\text{C}$  30 минут (например, осадок лейкоцитов) или 1-3 часа (плотные ткани). Затем добавить 1 объем лизирующего буфера **RNA Lysis Buffer** и продолжить этап Просветление образца и удаление геномной ДНК (стр.3).